



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Grúa BARIÁTRICA 300 Kg FLY XL

ref: AD915-XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-elevacion-y-traslado/grua-bariatrica-300-kg-fly-xl>




La FLY 3 XL es una grúa de elevación y traslado para personas bariátricas de hasta 300 Kg, de altas prestaciones, ideal para instituciones. Con apertura eléctrica de las patas. Incorpora 4 ruedas dobles de mayor tamaño con frenos en la parte trasera, con lo que el cuidador conseguirá una mejor maniobrabilidad.





Con su impresionante poder de elevación (actuador de 10 000 N) y sus grandes patas de apertura eléctrica (hasta 108 cm), proporciona seguridad y comodidad, la grúa FLY XL es un modelo especializado y diseñado para mejorar la vida diaria de pacientes bariátricos (hasta 300 kg) cuyo tamaño y el peso son un desafío.



### **PERCHA DE 4 PUNTOS**


Permite traslados de la cama a la silla en posición sentada gracias a su percha de 4 puntos.



### **CAJA DE CONTROL Y MANDO DE 4 FUNCIONES**

Con indicador de nivel de batería en el mando.

2 botones para la subida y bajada del mástil y otros dos para la apertura y cierre de las patas de forma eléctrica.



- A. Largo total: 125 cm
- B. Altura mínima de la percha al suelo: 55 cm
- C. Altura máxima de la percha al suelo: 182 cm
- D. Altura total: 126 cm
- E. Altura de las patas: 11 cm
- F. Ancho de la base cerrada: 73 cm
- G. Ancho máxima apertura de las patas: 105 cm
- H. Diámetro de giro: 143 cm