



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Grúa BARIÁTRICA 300 Kg FLY XL

ref: AD915-XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-elevacion-y-traslado/grua-bariatrica-300-kg-fly-xl>



La FLY 3 XL es una grúa de elevación y traslado para personas bariátricas de hasta 300 Kg, de altas prestaciones, ideal para instituciones. Con apertura eléctrica de las patas. Incorpora 4 ruedas dobles de mayor tamaño con frenos en la parte trasera, con lo que el cuidador conseguirá una mejor maniobrabilidad.






Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Con su impresionante poder de elevación (actuador de 10 000 N) y sus grandes patas de apertura eléctrica (hasta 108 cm), proporciona seguridad y comodidad, la grúa FLY XL es un modelo especializado y diseñado para mejorar la vida diaria de pacientes bariátricos (hasta 300 kg) cuyo tamaño y el peso son un desafío.



PERCHA DE 4 PUNTOS


Permite traslados de la cama a la silla en posición sentada gracias a su percha de 4 puntos.



CAJA DE CONTROL Y MANDO DE 4 FUNCIONES

Con indicador de nivel de batería en el mando.

2 botones para la subida y bajada del mástil y otros dos para la apertura y cierre de las patas de forma eléctrica.



- A. Largo total: 125 cm
- B. Altura mínima de la percha al suelo: 55 cm
- C. Altura máxima de la percha al suelo: 182 cm
- D. Altura total: 126 cm
- E. Altura de las patas: 11 cm
- F. Ancho de la base cerrada: 73 cm
- G. Ancho máxima apertura de las patas: 105 cm
- H. Diámetro de giro: 143 cm

