



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

## Silla de servicio plegable CASA

ref: AD903

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-con-inodoro/silla-de-servicio-plegable-casa>



Práctica silla plegable que sirve a la vez como silla de WC en el dormitorio (incorpora una cubeta con tapa y asa) y como elevador de WC con reposabrazos auxiliares sobre el inodoro. Portátil y graduable en altura.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Se pliega fácilmente para que no ocupe espacio cuando no se use.

Incluye cubeta orinal y guía para el uso en el inodoro.

6

120

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Alto asiento	Fondo asiento	Ancho e/brazos	Alto cubeta	Diámetro cubeta	Capacidad cubeta
AD903	57 cm	de 40 a 55 cm	51 cm	45 cm	21 cm	26 cm	4 l

