



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Grúa de bipedestación y traslado WAY UP

ref: AD906

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-bipedestacion-y-traslado/grua-de-bipedestacion-o-cambia-panales-y-traslado-de-enfermos-way-up>



La WAY UP es una grúa de bipedestación y traslado de reducidas dimensiones, y que gira sobre si misma, lo que permite maniobrar de una forma sencilla en espacios reducidos, como baños muy pequeños.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Incorpora seis ruedas, dos de ellas con frenos, para facilitar los traslados al cuidador. Su gran capacidad de carga de 180 kg y el tipo de tracción desde las lumbares que realiza a la hora de elevar al paciente la convierten en una grúa muy versátil. Entre sus múltiples aplicaciones puede ser utilizada para vestirse, cambio de pañales, utilizar el WC, entrar o salir de un coche, traslado de la silla a la cama y viceversa...y todo de una manera fácil y sencilla. Permite al paciente alcanzar la posición de pie, total o parcial.



### **COMPACTA**

Totalmente diferente a otras grúas en el mercado, la WAYUP 5 está especialmente optimizada para espacios reducidos con su extrema compacidad (ancho de base de 56 cm) y su base de inodoro notablemente baja (6,5 cm de altura total). Su capacidad de peso se ha aumentado a 180 kg.



### **BRAZO REGULABLE**

Un innovador brazo de elevación extensible que se puede ajustar en 3 posiciones de diferentes longitudes para adaptarse a la morfología de cada paciente para el mejor cuidado posible. Además, el brazo de elevación también es reversible para permitir configuraciones de 2 alturas diferentes para optimizar la posición del arnés:

- En la región lumbar para operar una transferencia semiactiva.
- Debajo de las axilas para operar una transferencia semipasiva.



### **TALONERA**

Una cómoda talonera extraíble forrada con espuma de poliuretano para colocar fácilmente los pies del paciente antes de una transferencia.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### CAJA DE CONTROL


La caja de control dispone de una pantalla LCD en la que indica los ciclos de uso y el nivel de carga de las baterías. También incorpora un sistema de protección de sobrecarga, para no superar el peso máximo a modo de seguridad.

Se puede programar la función de parada y arranque suave para aquel tipo de pacientes que necesiten un cuidado especial a la hora de la elevación y el descenso.



### SOPORTE DE RODILLAS

Soporte de rodillas ergonómico fabricado en material textil y espuma para proteger las rodillas vulnerables. Equipado con una correa de pantorrilla como estándar para asegurar las piernas.



### MEDIDAS

**A.** Largo total: 95 cm

**B.** Altura mínima de elevación: 80 cm

**C.** Altura máxima de elevación: 133 cm

**D.** Altura total: 100 cm

**E.** Altura de la base: 6,5 cm

**F.** Ancho de la base mínimo: 24 cm

**G.** Ancho máximo de la base: 56,5 cm

**H.** Diámetro de giro: 90 cm

29

180

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	AD906
--------	-------

## Accesorios



- Estación de carga externa





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



- Arnés bipedestacion 'Way up'

