



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Grúa de bipedestación y traslado 'Torneo'

ref: AD909

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-bipedestacion-y-traslado/grua-de-bipedestacion-o-cambia-panales-y-traslado-de-enfermos-torneo>



Grúa de bipedestación o cambia pañales y traslado 'Torneo' es una herramienta imprescindible en asistencia institucional y de uso intensivo.

TORNEO es ideal para cambiar pañales, para vestir o desvestir y también es muy práctica para utilizar el WC.

TORNEO es una grúa muy compacta y de reducidas dimensiones lo que la convierte en una grúa extraordinariamente maniobrable incluso en espacios reducidos donde moverse es un problema, por ejemplo en los lavabos.

De fabricación alemana, esta grúa dispone de una estación de carga opcional que permite disponer de una batería siempre cargada y lista para su uso. La capacidad de la batería con carga máxima es de 60 ciclos de subida / bajada.

Adquiriendo el **Kit opcional de percha y mástil (ref. A913/C)**, podemos convertirla en una grúa de elevación





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

convencional, sólo hay que cambiar una pieza del mástil, todo ello sin necesidad de herramientas.



36

150

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Rango de elevación	Rango de apertura	Fondo total	Altura total
AD909	de 75 a 172 cm	de 62 a 82 cm	110 cm	110 cm





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Accesorios



- Estación de carga



- Arnés de bipedestación 'Torneo'.



- Cinta sujeción de piernas para grúas 'Torneo' y 'Duo'



- Kit de percha y mástil para grúa 'Torneo'

