



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de servicio

ref: AD901

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-con-inodoro/silla-de-servicio>



Una silla de WC con diversas utilidades. Puede estar en la habitación junto a la cama, ya que lleva una cubeta orinal con asa, o bien se puede utilizar directamente sobre la taza del WC como elevador, a la vez que los reposabrazos sirven de ayuda para incorporarse.

- Brazos abatibles para facilitar la transferencia lateral.
- Altura graduable.

8

100

Tabla de medidas y modelos





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Modelo	Ancho total	Fondo asiento	Alto asiento/suelo	Ancho e/brazos
AD901	55 cm	52 cm	36 - 46 cm	45 cm

