



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés ENVOLVENTE

ref: A916

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/arneses/arnes-envolvente>



Su forma envolvente esta concebida para trasladar pacientes inquietos o con ansiedad. El cuidador puede transferir al paciente sentado o recostado. Suministrado en talla única.


Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.





Ayudas Dinámicas®


Productos para una mayor independencia





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



COLOCACIÓN DE
UN ARNÉS PARA
REALIZAR
TRANSFERENCIAS
DESDE LA CAMA:

ELEVACIÓN DE
UN PACIENTE
CON GRÚA
DESDE EL SUELO:

