



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Arnés AMPUTADOS

ref: A917

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/arneses/arnes-amputados>




Recomendado para posoperados de cadera y para amputados de miembros inferiores. Concebido para las transferencias más delicadas. Su forma envolvente, sin constricciones en las caderas, posibilita las transferencias más difíciles tales como complicaciones en posoperados de cadera o amputados. Se suministra en talla única.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



320

