




AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Rollator estrecho LOW

ref: AD185

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/rolators/rolator-estrecho-low>



SUPER ESTRECHO
SOLO 56 cm



ESPECIAL PERSONAS
PEQUEÑAS

Especialmente diseñado para personas de talla pequeña, el asiento tiene una altura de 46 cm. Maniobra en espacios muy reducidos porque es muy estrecho: solo 56 cm de ancho. Debajo del cómodo asiento acolchado de 30x30 cm tiene una práctica bolsa para llevar objetos de manera discreta. Se pliega fácilmente para su transporte o almacenamiento.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Ligero y fácil de plegar. Fabricado en aluminio, tan solo pesa 6 Kg. Super estrecho, solo mide 56 cm de ancho total.



Frenos de maneta con sistema de bloqueo y puños anatómicos.



Cesta porta objetos debajo del asiento. También incorpora compartimento cerrado.

6

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto asiento	Ancho total	Asiento	Peso total	Peso máximo
AD185	46 cm	56 cm	30 x 30 cm	6 Kg	100 Kg

