



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## **Caminador plegable 'Trial'**

ref: AD254

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/andadores/caminador-plegable-trial>



Para los que prefieren un caminador resistente y a la vez muy maniobrable: TRIAL, fabricado en acero, es un caminador realmente robusto. Sus dos fuertes ruedas de 200 mm, diámetro más generoso de lo habitual, requieren menos esfuerzo para empujar el caminador en los desplazamientos.

- Puños de altura regulable.
- Plegable para facilitar su almacén y transporte.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto regulable	Ancho	Fondo total
AD254	78 - 98 cm	56 cm	66 cm

## Accesorios



- Linterna led portátil accesorio

