



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cesta para caminador

ref: AD231

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/andadores/cesta-para-caminador>



Cesta metálica plastificada para llevar objetos pequeños y medianos. Incorpora en el fondo una bandeja plástica transparente con compartimiento para vaso o lata y portaobjetos. Se fija a la mayoría de caminadores.

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho | Alto | Fondo |
|--------|-------|-------|-------|
| AD231 | 43 cm | 18 cm | 18 cm |

