



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Rollator polivalente ARTRITIS

ref: AD120

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/rolators/caminador-polivalente-artris>



Este rolator tiene soportes de poliuretano blando para los antebrazos y está especialmente diseñado para responder a las necesidades de movilidad de pacientes con reumatismo o artritis.

- Fabricado en acero, es un rolator robusto y resistente.
- Puños con freno de altura graduable y ruedas de 200 mm de PU, antipinchazos.
- Asiento de 22 x 42 cm
- Alto asiento al suelo: 62 cm

14

120





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Alto graduable	Fondo total
AD120	58 cm	103 - 120 cm	68 cm

