



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## **Caminador 'Trio'**

ref: AD220

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/andadores/caminador-trio>



Andador muy estable y seguro.

Con ruedas de 200 x 50 mm antipinchazos.

Ajuste de altura individualizado.

Reposabrazos / bandeja de ancho ajustable.

Regulable sin herramientas

Frenos autoblocantes a la mano Maniobrable, pequeño radio de giro.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

150

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Alto regulable	Fondo total	Apertura reposabrazos
AD220	77 cm	de 90 a 130 cm	90 cm	de 40 a 53 cm

