



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla WC de madera ROYAL

ref: AD904

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-con-inodoro/silla-wc-de-madera-royal>



Es una silla para utilizar en residencias, junto a la cama en hospitales, o en el hogar. De construcción robusta y fabricada totalmente en madera de la máxima calidad, tiene un aspecto atractivo y discreto que disimula perfectamente la función para la que ha sido diseñada. Asiento y respaldo acolchados con materiales ignífugos de alta resistencia y fáciles de limpiar.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



El asiento tiene un mecanismo que lo abate colocándolo en la parte trasera de la silla, dejando libre un asiento de plástico y un orinal de 5 litros con tapa y asidera para su transporte. Cuando extraemos el orinal, un dispositivo impide que la tapa que lo cierra se abra de forma involuntaria.

16

160

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho asiento | Fondo asiento | Alto asiento de suelo | Ancho total | Fondo total | Alto total | Capacidad cubo |
|--------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| AD904 | 46 cm | 48 cm | 48 cm | 58,5 cm | 48 cm | 87 cm | 4 l |

