



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

# Bastón cuadrípode JACK

ref: AD474B

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/Bastones%20y%20muletas/baston-cuadripode-jack>



Bastón ambidiestro. Con 10 ajustes de altura. Incorpora 4 patas para mayor estabilidad.



## **Silencioso:**

Sistema "Anti - Ruido" integrado entre los tubos, permite una marcha silenciosa.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

100

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Puño a suelo	Base
AD474B	70 - 92 cm	19,5 x 15 x 19,5 x 15 cm

