



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla basculante de relax 'Serena 300'

ref: AD827/12

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas/silla-basculante-de-relax-serena-300>



De similares características que la SILLA BASCULANTE DE RELAX SERENA aunque en este caso destinada a usuarios que no pueden autopropulsarse en sus desplazamientos sino que precisan de asistencia.

Sus ruedas traseras de 300 mm  $\varnothing$ , hacen de **SERENA 300** una silla muy maniobrable aún en espacios reducidos y más compacta que la versión con grandes ruedas.

## **Características principales y equipamiento de serie:**

- Asiento basculante.
- Respaldo reclinable y graduable en altura.
- Asiento regulable en profundidad y en anchura.
- Reposacabezas regulable.





- Reposabrazos extraíbles, regulables en altura y largo.
- Reposapiés elevables.
- Ruedas antivuelco.
- Frenos de tambor en las ruedas traseras.

45

130

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento suelo	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Alto total
AD827/12	de 40-43-45 cm	de 41 a 50,5 cm	55 cm	de 53 a 58 cm	61,5 cm	122 cm	de 115 a 127 cm

### Accesorios



- Abductor para sillas Serena
- Soportes laterales para sillas Serena