



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Chasis Serena 300

ref: AD827/C

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas/chasis-serena-300>



Cuando es necesario hacer un asiento ortopédico para un paciente con necesidades de sedestación y de soporte especiales, contamos con este chasis basculante. Al igual que todas las sillas SERENA lleva pistones hidráulicos independientes para bascular la silla.

Las ruedas traseras de 300 mm  $\varnothing$ , tienen frenos de tambor con posición de parking para mayor seguridad, que se accionan desde la posición del cuidador.

Se suministra sin reposapiés ni reposabrazos, aunque están disponibles como opción.

20

130





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento-suelo	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Alto total
AD827/C	41 cm	de 41 a 50,5 cm	48 cm	de 53 a 58 cm	61,5 cm	90 cm	de 115 a 127 cm

## Accesorios



- Abductor para sillas Serena
- Soportes laterales para sillas Serena

