



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cinturón abdominal con soporte perineal

ref: H3501

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cinturones-para-sillas/cinturon-abdominal-con-soporte-perineal>



Cinturones de colocación sencilla y rápida. Una banda acolchada sujeta al paciente por la cintura y se abrocha por detrás de la silla con una hebilla de plástico de accionamiento rápido y con velcro. Permiten libertad de movimientos en las extremidades y en el tórax. Indicado para personas con tendencia a deslizarse hacia delante en la silla y evitar caídas.

**Existen diferentes opciones para distintas necesidades. Se abrochan con hebillas de plástico de accionamiento rápido.**

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Cinturón abdominal	Soporte perineal	Tirantes	Largo cintura	Ancho cintura	Largo total cintura
H3501	Sí	Sí	No	150 cm	15 cm	164 cm

