



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Chaleco abdominal con soporte perineal y tirantes

ref: H3503

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cinturones-para-sillas/chaleco-abdominal-con-soporte-perineal-y-tirantes>



Cinturones de colocación sencilla y rápida. Una banda acolchada sujeta al paciente por la cintura y se abrocha por detrás de la silla con una hebilla de plástico de accionamiento rápido y con velcro. Permiten libertad de movimientos en las extremidades y en el tórax. Indicado para personas con tendencia a deslizarse hacia delante en la silla y evitar caídas.

**Existen diferentes opciones para distintas necesidades. Se abrochan con hebillas de plástico de accionamiento rápido.**





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Cinturón abdominal	Soporte perineal	Tirantes	Largo cintura	Ancho cintura	Largo total cintura
H3503	Sí	Sí	Sí	150 cm	15 cm	164 cm

