



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento de bañera 'Abbey'

ref: AD525

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asientos-y-tablas-de-banera/asiento-de-banera-abbey>



Diseño innovador que permite ajustar fácilmente el asiento a 4 diferentes alturas.

Según la necesidades de cada usuario.

Por seguridad lleva 4 ventosas en las patas.

Desmontable para facilitar la limpieza o para llevar de viaje





AyudasDinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Alto	Fondo	Base
AD525	46 cm	15, 20, 25 y 30 cm	46 cm	36 x 36 cm

