




**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia


## Asiento elevador de WC blando

ref: AD511

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/asiento-elevador-de-wc-blando>



Asiento elevador blando de tacto cálido y con diseño anatómico. Lavable y ligero para facilitar su transporte. Se adapta sobre la tapa del WC.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

El asiento elevador de 3 cm está diseñado para hacer que el asiento del inodoro sea más cómodo, blando y acogedor.

El elevador blando para inodoro proporciona un cojín suave que se fija al asiento del inodoro para ofrecer mayor comodidad y elevar la altura efectiva del asiento. Es más suave y agradable para la piel suave de las personas mayores.

**Características:**

Ligero y fácil de transportar.

Instalación sin herramientas.

Puede soportar hasta 100 kg.

El cojín se limpia fácilmente.

Materiales resistentes que lo hacen duradero.

100

**Tabla de medidas y modelos**

Modelo	Altura	Ancho total	Fondo total	Ancho orificio	Fondo orificio
AD511	4 cm	39 cm	44 cm	25 cm	27 cm

