



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Transfer 'Flexible'

ref: H8800

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/transferencias-con-asistente/transfer-flexible>



Cabestrillo flexible de gran ayuda para los asistentes al transferir y volver a colocar pacientes. Permite sujetarlos por detrás o por debajo, según la situación, ya se trate de uno o dos asistentes. Reduce considerablemente el esfuerzo y aumenta la seguridad de las transferencias.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

400

110

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Largo | Ancho |
|--------|-------|-------|
| H8800 | 51 cm | 21 cm |

