



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Disco giratorio EASYTURN

ref: H8865

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/transferencias-con-asistente/disco-giratorio-easyturn>



Aunque su diseño original es para utilizarlo en el coche, puede ser muy útil como disco giratorio de ayuda para movilizar pacientes de forma segura, por ejemplo para entrar o salir de la cama. La base es de un material antideslizante para que no se desplace involuntariamente y está acolchado. En su interior hay dos discos de nylon encarados que reducen la fricción al mínimo y hacen girar el disco con el mínimo esfuerzo. Diámetro 40 cm. Lavable a 40º





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Entre sus ventajas resalta su coste reducido, su peso ligero y su facilidad de transporte, por lo que es un accesorio muy provechoso.

Muy práctico en diversas situaciones. En el hogar: para sentarse en las sillas, acostarse y levantarse de la cama etc.



Ayuda a entrar y salir de la cama. Por lo tanto, es muy útil para personas con movilidad reducida o problemas en la cadera. Hace que sea más fácil pasar de una posición sentada a de pie, a menudo sin ayuda.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

El cojín giratorio es un asiento suave y flexible con un diseño único que permite una fácil transferencia dentro y fuera de un vehículo. Simplemente coloca el cojín en el asiento y disfrute de una rotación de 360° para que entrar o salir del automóvil sea más fácil y cómodo. El cojín giratorio proporciona una gama completa de movimiento y garantiza estabilidad y seguridad. Es extremadamente portátil y flexible para que puedas transferirlo de vehículo a vehículo, además, mantiene un perfil bajo, por lo que nadie lo sabrá.

100

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Diámetro |
|--------|----------|
| H8865 | 40 cm |

