



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Disco giratorio profesional PEDITURN

ref: H8864LUX

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/transferencias-con-asistente/disco-giratorio-profesional-pediturn>



PEDITURN es un disco giratorio blando recomendado para uso profesional, que gira fácilmente sin apenas fricción para reducir el estrés en las rodillas y los tobillos durante las transferencias. Por ejemplo: de la silla a la cama, tal como muestra la imagen. Diámetro: 40 cm.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

### **Cojín giratorio**

Es un cojín giratorio que facilita la transferencia entre posiciones de sentado, como de la cama a la silla de ruedas. Se utiliza cuando el usuario tiene dificultad para mover los pies durante el traslado. Su superficie antideslizante evita que los pies se salgan de su posición.



#### **Minimiza la tensión**

El PediTurn minimiza la tensión en las rodillas y los tobillos al moverse entre las áreas para sentarse.

#### **Suave - para pies descalzos**

PediTurn tiene una almohadilla delgada y suave y una superficie antideslizante, adecuada cuando el usuario no usa zapatos.

#### **Almacenamiento**

Cuando el PediTurn no está en uso, se puede colgar fácilmente en un lugar de almacenamiento adecuado.

150

### **Tabla de medidas y modelos**

| <b>Modelo</b> | <b>Diámetro</b> |
|---------------|-----------------|
| H8864LUX      | 40 cm           |

