



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Transfer plegable

ref: H8811

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/tablas-de-transferencia/transfer-plegable>





Tabla de transferencia plegable fabricada en plástico polipropileno que ofrece muy poca fricción para facilitar las transferencias. Se pliega para facilitar su transporte, quedando sus dimensiones reducidas para mayor comodidad.





La tabla plegable deslizante se utiliza cuando se transfieren pacientes sentados, desde y hacia silla de ruedas, cama y asiento de coche. Está fabricada de plástico de polipropileno que proporciona una baja fricción. Dos juntas tejidas permiten que se pliegue para ocupar muy poco espacio. La cinta antideslizante de la parte inferior, evita que la tabla se deslice sobre superficies lisas.

120

### Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho abierta | Ancho plegada | Largo | Grueso abierta | Grueso plegada |
|--------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|
| H8811  | 35 cm         | 12,5 cm       | 64 cm | 0,5 cm         | 1,5 cm         |

