



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asidera FRIDA

ref: AD940

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/barandillas/asidera-frida>



Asidera de cama, de tacto cálido que ayuda a mantener el equilibrio cuando se está junto a la cama y da confianza y estabilidad para entrar y salir de la misma. Se asegura fácilmente al somier con las cinchas incluidas, quedando debajo del colchón.





La asidera Frida es una ayuda para ponerse de pie en forma de arco. Facilita levantarse y sentarse en la cama.

- Se monta en menos de 5 minutos, sin herramientas.
- También es adecuada para camas articuladas.
- Es una ayuda para ponerse de pie de forma independiente y segura.
- Cómoda empuñadura de espuma de poliuretano de tácto cálido y antideslizante.
- Altura ajustable de 42 a 53 cm.
- Incluye correa de sujeción.

### ACCESORIO OPCIONAL:

SOPORTES PARA LAMAS BARANDILLA FRIDA (JUEGO DE 4 PIEZAS)

#### Referencia A940-1

Los soportes para barandilla Frida se pueden instalar en cualquier somier con lamas. Se suministran en un juego de 4 piezas. Simplemente colóquelos en el somier e instale la barandilla de la cama encima de los soportes, esto evita que la barandilla se pueda hundir entre los listones de la cama.



Largo completo: 350mm  
Ancho: 30 mm

### Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Largo | Ancho | Alto regulable |
|--------|-------|-------|----------------|
| AD940  | 90 cm | 50 cm | 42 - 53 cm     |