



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Protector de barandilla

ref: RC900

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/barandillas/protector-de-barandilla>



Protector acolchado que protege al paciente de golpes. Impide sacar brazos y piernas entre las barras. Fabricado con espuma de alta densidad y funda de poliuretano lavable.





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia



Nuevo sistema de colocación / extracción rápida mediante velcros que además impide que el protector rote sobre la barandilla.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Largo | Alto | Grueso |
|--------|--------|-------|--------|
| RC900 | 140 cm | 35 cm | 3 cm |

