




**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Sabana de sujeción ajustable

ref: RC004

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sistemas-de-sujecion/sabana-de-sujecion-ajustable>



Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular los empapadores, sondas etc. Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas. Fabricada en algodón 100% semiplástico, para soportar tirones sin rasgarse. Cremallera reforzada con cierre en los pies y tope superior protegido del contacto de la piel. Goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana bajo el colchón aprovechando el propio peso del paciente. Aperturas laterales para permitir el uso de sondas vesicales.

Ribeteada con goma para ajustarse bajo el cochón.

Ancho de cama: 90 cm

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho de cama
--------	---------------





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

RC004

90 cm

---

