



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Muñequeras magnéticas

ref: H3401

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sistemas-de-sujecion/muñequeras-magneticas>



Cinchas que permiten sujetar de manera muy rápida y eficaz una o ambas manos. Fáciles de colocar, la parte inferior se fija a la cama o camilla. Incluye 4 botones de cierre magnético y una llave magnética.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Perímetro muñeca
H3401-M	de 12 a 22 cm
H3401-L	de 17 a 27 cm

## Accesorios





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia



- Llave magnética / cierre con vastago y boton magnético

