




**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cinturón abdominal

ref: H3400

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sistemas-de-sujecion/cinturon-abdominal>



Cinturón de sujeción abdominal con sistema de desplazamiento controlado, que permite limitar y controlar los giros hacia ambos lados, incorporarse parcialmente y sentarse en la cama sin riesgo de caerse. Se suministra con 3 botones de cierre magnéticos y con dos llaves magnéticas.

- Bandas de sujeción laterales incluidas.
- Diámetro regulable.
- Algodón 50%, Poliéster 50%.
- Disponible en 4 tallas.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Perímetro abdomen
H3400-S	de 50 a 75 cm





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

---

H3400-M de 70 a 110 cm

---

H3400-L de 105 a 145 cm

---

H3400-XL de 120 a 162 cm

---

## Accesorios



- Llave magnética / cierre con vastago y boton magnético

