



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cojín posicionamiento media luna

ref: H8500

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sistemas-de-posicionamiento/cojin-posicionamiento-medialuna>



Un cojín muy versátil que permite la adopción de una gran variedad de posturas para aliviar las presiones de apoyo a diferentes niveles del cuerpo. Su forma de media luna se puede abrir o cerrar fácilmente según convenga a la morfología de cada persona gracias a un ingenioso sistema patentado.

La **MEDIA LUNA** puede utilizarse también invertida para descansar las piernas tal como muestra la ilustración. También se puede emplear en una silla de ruedas.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo media luna	Alto de media luna
H8500	135 cm	85 cm






**AyudasDinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

## Accesorios

-  Cabezal para cojín media luna

