



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Cojín decúbito semilateral 30º

ref: H8520

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sistemas-de-posicionamiento/cojin-decubito-semilateral-30>




Cojín de posicionamiento extraordinariamente versátil indicado para la prevención de úlceras por presión, en especial en la zona del sacro y del trocánter. Lleva una almohada integrada para un confort óptimo. Asegura un posicionamiento con gran comodidad en decúbito lateral a 30º. Gracias al sistema EASYSHAPE se adapta a diferentes morfologías de cada paciente: una sola talla es compatible con todas.




**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**EASYSHAPE®**  
S Y S T E M



**EASYSHAPE®: SISTEMA DE AJUSTE EXCLUSIVO SYST'AM®**





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Las correas adaptadas a la cubierta del cojín media-luna y a la cubierta del cojín de posicionamiento lateral proporcionan una manera fácil de ajustar y de mantener el dispositivo en una posición que se adapte a la morfología del paciente, aumentando así la comodidad del paciente y mejorando la ergonomía del soporte.

Al halar las tiras, la curvatura del cojín aumenta y la forma se mantiene atando las tiras.

Simple y fácil de usar, el sistema EasyShape® permite ajustar el dispositivo para adaptarse mejor a la morfología del paciente y para asegurar que la posición se mantiene por un período extendido de tiempo.



#### **MICROESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO**

Material muy ligero: Microesferas de poliestireno expandido con pequeña granulometría para mayor confort y adaptabilidad de soporte a la morfología del paciente. Tratamiento ignífugo.

#### **Tabla de medidas y modelos**

<b>Modelo</b>	<b>Largo</b>	<b>Ancho</b>
H8520	180 cm	55 cm

