



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Abductor cama

ref: H4200

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sistemas-de-posicionamiento/abductor-cama>



Abductor de espuma blanda. Separa las piernas. Recomendado para el uso de un solo paciente.

## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Largo | Extremo proximal | Extremo distal |
|--------|-------|------------------|----------------|
| H4200  | 36 cm | 15 cm            | 33 cm          |

