



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Colchón dinámico + compresor 'Genesis'

ref: AD992

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/colchones-dinamicos/colchon-dinamico-de-celulas-de-aire-con-compresor-genesis>



Este equipo es especialmente potente ( 8 litros de aire por minuto ) y muy silencioso. Se regula en un margen de presión de 50 a 105 mmHg. El colchón de células de aire que se hinchan alternativamente ( ciclo de 6 minutos ) gracias a este compresor regulable, sirve para prevenir la aparición de úlceras por presión en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo.

## **CARACTERISTICAS DEL COLCHÓN**

- Máximo peso usuario: 100 kg
- Dimensiones: 200 x 90 cm
- Materiales: PVC

**CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR** • Presión regulable: 40 - 70 mm Hg • Caudal: 8 litros / minuto • Ciclo: 6 minutos • Dimensiones: 13 x 26 x 8 cm





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

100

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas colchón	Ancho compresor	Fondo compresor	Alto compresor	Peso compresor
AD992	200 x 90 cm	13 cm	26 cm	8 cm	1,5 kg

