



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Colchón dinámico + compresor 'Metro'

ref: AD993

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/colchones-dinamicos/colchon-dinamico-de-celulas-de-aire-con-compresor-compacto-metro>



Este equipo tiene el compresor más compacto y de medidas más reducidas del mercado, indicado para su uso en la atención domiciliaria.

El colchón de células de aire que son hinchadas alternativamente por un compresor regulable sirve para prevenir la aparición de úlceras de decúbito en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo.

## **CARACTERISTICAS DEL COLCHÓN**

- Máximo peso usuario: 100 kg
- Dimensiones: 200 X 90 cm
- Materiales: PVC

**CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR** • Presión regulable: 30 - 60 mm Hg • Caudal: 4 litros / minuto • Ciclo: 6 minutos





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

100

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas colchón	Ancho compresor	Fondo compresor	Alto compresor	Peso compresor
AD993	200 x 90 cm	17 cm	8 cm	16 cm	1,1 kg

