



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Colchón viscoelástico VISCOFLEX

ref: AD996..

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/colchones/colchon-viscoelastico-viscoflex>




Colchón de espuma viscoelástica moldeada con efecto memoria, inserto en espuma HR. Con funda integral de poliuretano.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### Colchones VISCOFLEX® que pueden ser utilizados cuando:

- 1- El confinamiento en cama es necesariamente el resultado de enfermedades o discapacidades y es al mismo tiempo un factor que incrementa el riesgo de desarrollo de úlceras por presión de acuerdo con las escalas de evaluación (Braden, Norton, Waterlow, ...);
- 2- Se ha desarrollado una úlcera por presión (Estadios 1 a 3 según EPUAP y hasta 4 con cuñas de posicionamiento).

### SYST'AM®-INNOVACIÓN: EL INSERTO DE FORMA ANATÓMICA FABRICADO CON ESPUMA HR

- Forma anatómica para una mejor inmersión del área del sacro, resultando en un aumento de la superficie de contacto con el colchón y así contribuye con la reducción de los valores de presión alta;
- Prevención reforzada contra las úlceras por presión en la región del sacro.

### ESPUMA VISCOELÁSTICA MOLDEADA CON EFECTO DE MEMORIA


- Moldeado preciso del cuerpo y aumento de la superficie del cuerpo en contacto con el colchón;
- Mejor distribución de las presiones: reducción de las presiones transcutáneas en áreas de alto riesgo y facilitación de la circulación sanguínea;
- Mayor comodidad y estabilidad del paciente;
- Efecto de piel obtenido mediante el proceso de moldeado: protección de la espuma contra agresiones externas (desgarro, desmoronamiento);
- Con una densidad muy alta para prevenir la deformación y los efectos de hundimiento.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



## ESPUMA VISCOELÁSTICA MOLDEADA CON EFECTO DE MEMORIA

- Moldeado preciso del cuerpo y aumento de la superficie del cuerpo en contacto con el colchón;
- Mejor distribución de las presiones: reducción de las presiones transcutáneas en áreas de alto riesgo y facilitación de la circulación sanguínea;
- Mayor comodidad y estabilidad del paciente;
- Efecto de piel obtenido mediante el proceso de moldeado: protección de la espuma contra agresiones externas (desgarro, desmoronamiento);
- Con una densidad muy alta para prevenir la deformación y los efectos de hundimiento.

## CONCEPTO INNOVADOR ideal para camas articuladas.

- Forma anatómica: Incorpora una forma anatómica en la zona del sacro (aumento del espesor de espuma viscoelástica), para incrementar la superficie de contacto y contribuyendo a la reducción de las presiones máximas. Proporciona en todo momento el espesor adecuado independientemente de la posición que se encuentre el colchón.
- Esquinas redondeadas: Ideal para la colocación de trapecios.
- Canales de circulación del aire: los canales que hay entre los bloques, permiten la circulación del aire facilitando la oxigenación de la piel.
- Funda integral de poliuretano: Los colchones Viscoflex incorporan una funda fabricada en poliuretano, hipoalergénico, anti-bacterial, anti-gérmenes y anti-hongos. Transpirable e impermeable a los líquidos y con base anti-deslizante.
- Suministrado comprimido y enrollado: fácil de enviar y transportar. Reduce el espacio de almacenamiento.

## Tabla de medidas y modelos





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

<b>Modelo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Largo</b>	<b>Alto</b>	<b>Peso máximo</b>	<b>Para camas de</b>
AD996A	86 cm	187 cm	14 cm	130 Kg	90x190 cm
AD996B	86 cm	199 cm	14 cm	130 Kg	90x200 cm
AD996C	96 cm	197 cm	14 cm	160 Kg	100x200 cm
AD996F	105 cm	197 cm	14 cm	270 Kg	105x200 cm
AD996E	115 cm	197 cm	14 cm	270 Kg	120x200 cm
AD996D	133 cm	197 cm	14 cm	270 Kg	135x200 cm

