



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cojín cuña para coxis

ref: H9685

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cojines-para-coxis-y-redondos/cojin-cuna-para-coxis>



Ideales para el coche o la oficina, alivia los dolores de la parte baja de la espalda y de las piernas. Hace bascular la pelvis hacia delante y ayuda a colocar la columna en la posición correcta. Tiene un corte en la parte trasera para conseguir que el coxis quede liberado de cualquier presión.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Fondo	Altura trasera
H9685	43 cm	37 cm	6 cm

