



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>  
Productos para una mayor independencia

## Cojín de gel de silicona

ref: C2

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cojines-de-gel/cojin-de-gel-de-silicona>



Cojín de flotación que distribuye de forma uniforme el peso para aliviar la presión continuada en los puntos de apoyo, minimizando el riesgo de formación de úlceras de decúbito en personas que permanecen sentadas largos periodos de tiempo. Funda de poliuretano con base antideslizante. Disponible en dos tamaños.





Cojín de gel que puede ser utilizado cuando:

- Se requiere la posición sentada como resultado de enfermedades o discapacidad y al mismo tiempo existe un mayor riesgo de úlcera por presión.

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Fondo	Alto
C2A	40 cm	40 cm	2,5 cm
C2B	45 cm	43 cm	2,5 cm

