



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Reposapiernas plegable

ref: H4202

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillones-basculantes-y-elevadores/reposapias-plegable>



Chasis de madera que se ajusta en altura y en inclinación para descansar las piernas, y para mayor comodidad lleva un acolchado de borreguito.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Se pliega fácilmente en cuestión de segundos. Queda totalmente plano para su almacenaje.



El reposa piernas se regula en inclinación para adoptar la postura más cómoda.



También permite regular la altura en posición totalmente horizontal.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Fondo	Alto regulable
H4202	36 cm	47 cm	de 15 a 37 cm

