



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cojín tubular ROLLING CUSHION

ref: H4050

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sistemas-de-posicionamiento/cojin-tubular-rolling-cushion>



Cojín tubular cervical de fibra de poliéster. Relleno de fibra de poliéster de alta densidad. Proporciona el adecuado soporte para el cuello y favorece la correcta alineación cervical. Sin funda.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Sirve de soporte para la parte baja de la espalda, entre las piernas o debajo de las rodillas, facilitando el descanso.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas
H4050	44 x 17 cm

