



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Cojín tubular ROLLING CUSHION

ref: H4050

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sistemas-de-posicionamiento/cojin-tubular-rolling-cushion>



Cojín tubular cervical de fibra de poliéster. Relleno de fibra de poliéster de alta densidad. Proporciona el adecuado soporte para el cuello y favorece la correcta alineación cervical. Sin funda.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Sirve de soporte para la parte baja de la espalda, entre las piernas o debajo de las rodillas, facilitando el descanso.

### **Tabla de medidas y modelos**

| <b>Modelo</b> | <b>Medidas</b> |
|---------------|----------------|
| H4050         | 44 x 17 cm     |

