



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Asiento WC 'Extra grande'

ref: AD517

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/Higiene/asiento-wc-extra-grande>



Para aquellas personas que necesitan un asiento de mayores dimensiones cuando utilizan el WC, este asiento tiene un 75% más de superficie que los asientos estándar. Dimensiones generosas, 48 x 48 cm con una apertura de orificio de 29 x 22 cm. La tapa es muy resistente y puede utilizarse como asiento. Bridas de acero inoxidable aseguran el asiento a la porcelana del WC sin necesidad de herramientas.

380

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas	Apertura de orificio
AD517	48 x 48 cm	de 29 x 22 cm

