



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento 'Fedder' y cuña

ref: TF4542

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asientos-infantiles/asiento-fedder-y-cuna>



Esta silla es ideal para cualquier actividad de corta duración en casa o en el colegio y como alternativa a la silla de ruedas. El asiento proporciona una postura correcta sin ajustes complicados. El diseño interior del asiento moldeado tiene un ángulo asiento-respaldo de 90°. Muy duradero y de tacto blando y cálido. Lavable y ligero. El cinturón y el arnés en forma de H se ajustan fácilmente a cada niño y ayudan a mantener la postura correcta. La cuña puede utilizarse para poner el asiento en posición reclinado o sentado.

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Fondo asiento | Alto respaldo | Ancho total | Ancho asiento | Alto total | Altura niño | Ancho cuña | Fondo cuña | Alto cuña |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| TF4542S | 20 cm | 46 cm | 27 cm | 18.7 cm | 52 cm | hasta 91 cm | 40 cm | 56 cm | 30 cm |





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|---------|--------|--------------|-------|-------|-------|
| TF4542M | 24 cm | 59 cm | 36 cm | 22.8 cm | 69 cm | hasta 122 cm | 40 cm | 56 cm | 30 cm |
| TF4542L | 33 cm | 73 cm | 43 cm | 31.7 cm | 86 cm | hasta 155 cm | 40 cm | 56 cm | 30 cm |
| TF4542X | 42 cm | 89 cm | 53 cm | 38 cm | 104 cm | hasta 183 cm | 71 cm | 72 cm | 48 cm |

