



Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Asiento inodoro infantil

ref: AD515

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bano-ninos/asiento-inodoro-infantil>




Fabricado en plástico ABS de gran resistencia.



Pequeña

Mediana

Grande





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Un inodoro estable y seguro hecho de plástico (ABS). Ayuda al niño a sentarse erguido con el arnés que es fácil de ajustar. El asiento de inodoro también está equipado con reposabrazos y se fija mediante un gancho y una tuerca de mariposa en el borde posterior del respaldo. El gancho está ajustado y bloqueado para que no tenga que desenroscarlo cuando quite el elevador.

Limpieza: autoclave max 85°C tres minutos o lavado con solución jabonosa alcalina ph 5-9.

Se fabrica en tres medidas para edades de 2 a 13 años.

Con cinturón de seguridad incorporado.

50

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho entre brazos | Fondo asiento | Altura respaldo | Altura del arnés | Dimensiones orificio | Peso total |
|--------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|
| AD515P | 23 cm | 27 cm | 28 cm | 23 cm | 16 x 12 cm | 1,3 kg |
| AD515M | 27 cm | 29 cm | 40 cm | 25/35 cm | 18 x 14 cm | 2 kg |
| AD515G | 32 cm | 34 cm | 51 cm | 30/42 cm | 22 x 17 cm | 2,4 kg |

