



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Banco de bañera

ref: AD539

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asientos-y-tablas-de-banera/banco-de-banera>



Silla de aluminio, regulable en altura de 46 a 57 cm. Se colocan dos patas dentro y dos fuera, así tendremos una silla dentro de la bañera y otra fuera. La transferencia al entrar y salir de la bañera es así más cómoda y segura. El banco de plástico tiene orificios de drenaje. La asidera reposabrazo, colocada en la parte interior del banco ofrece una ayuda adicional. Su diseño permite tener una silla dentro y otra fuera de la bañera.

5

100

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento	Ancho total	Fondo total
AD539	66 cm	40 cm	46 - 57 cm	76 cm	41 cm

