



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia


## Cubiertos CARING

ref: H557.

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cubiertos-especiales/cubiertos-caring>



Diseñados por terapeutas, los famosos cubiertos CARING están pensados para personas con poco agarre y movilidad limitada de la muñeca o los dedos. Su estudiada forma ayuda a estabilizar el utensilio y mejora sensiblemente el control direccional.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

- Fáciles de limpiar y aptos para el lavavajillas.
- Largo del mango 127 mm

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Descripción	Peso
H5570	Cuchillo	50 gr
H5571	Tenedor	50 gr
H5572	Cuchara	60 gr
H55721	Cucharita curva	45 gr

