



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Plato con compartimentos

ref: M007

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/utensilios-de-cocina/plato-con-compartimentos>



Tres compartimientos de 38 mm de profundidad.

Dos pequeños de 200 ml. y uno mayor de 375 ml.

Platos apilables unos dentro de otros y con tapadera.

Aptos para lavavajillas y microondas.

## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Diámetro |
|--------|----------|
| M007   | 22 cm    |

