



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Taburete EDGE

ref: AD833

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/taburete-edge>



Taburete recomendado para posoperatorio de cadera y limitaciones de la movilidad. Es muy útil para alcanzar cómodamente los pies doblando las piernas hacia los lados. Es perfecto para platos de ducha muy pequeños. Ajuste de altura segura: Sistema simple de regulación de altura del taburete, pulsador integrado en cada una de las patas.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**Taburete de ducha Etac Edge**  
Un taburete de tres patas estable y seguro gracias a su diseño único.

Con su elegante diseño triangular, Etac Edge encaja bien en espacios más pequeños o esquinas de ducha. Los usuarios pueden sentarse a horcajadas sobre el asiento para aumentar la estabilidad. Otra opción es bajar un poco una pierna y colocar el asiento a horcajadas sobre esta esquina. De esta manera, el ángulo del asiento se abre y puede aliviar el dolor de cadera.

**Asiento cómodo y seguro:**

El asiento es cómodo y con una forma cóncava para sentarse. La estructura de la superficie asegura que no se vuelven resbaladizos cuando están mojados. Para mejorar aún más la estabilidad, los asientos tienen agujeros de drenaje y un patrón, fino relieve, para maximizar el drenaje.

**Ajuste de altura segura:**

Sistema simple de regulación de altura del taburete, pulsador integrado en cada una de las patas.

**Fácil montaje:**

Los taburetes de ducha ETAC vienen en un embalaje plano y son fáciles de montar en segundos sin la necesidad de herramientas.

**Estabilidad:**

Las patas del taburete están inclinadas hacia el exterior para aumentar la estabilidad. Las férulas blandas de las patas se ajustan perfectamente al suelo.

Con el taburete EDGE, resulta más fácil doblar las piernas hacia los lados y alcanzar cómodamente los pies, que de otra manera resultan inaccesibles.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Asiento triangular	Altura regulable	Ancho total
AD833	45 x 45 x 45 cm	49 - 56 cm	52 x 52 x 52 cm

