



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Container pop

ref: CR0056

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/utensilios-de-cocina/container-pop>



Cierre hermético apretando un simple botón.

Sistema modular y apilable para aprovechar el espacio.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Capacidad	Medidas
H5440	0,9 l	11x11x16 cm
H5441	1,4 l	11x11x25 cm
H5442	1,4 l	16x11x16 cm

