



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Taburete plegable 'Leo'

ref: AD537P

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/taburete-plegable-leo>



Práctico taburete plegable para baño.

Fabricado en aluminio, es muy ligero y totalmente inoxidable.

Patas telescópicas de altura graduable, con conteras antideslizantes de caucho.

2

80

## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho asiento | Alto regulable | Fondo | Ancho total | Fondo total |
|--------|---------------|----------------|-------|-------------|-------------|
|--------|---------------|----------------|-------|-------------|-------------|





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

AD537P

47 cm

de 37 a 40 cm

30 cm

52 cm

de 46 a 50 cm

---

